


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atp5Oウサギポリクローナル抗体 - P48047

商品番号: CM0028564



### 前書き

ヒトATP5O（OSCP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアATP合成酵素サブユニット。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。エネルギー代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ATP5OウサギpAb                                                     |
| 備考/別名       | ATPO; OSCP; ATP5O; HMC08D05                                     |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 539                                                             |
| GeneID      | 539                                                             |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトATP5O（NP_001688.1）のアミノ酸24-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                       |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | P48047                                                          |
| タンパク質分子量    | 23kDa                                                           |
| 発送          | 保冷バッグ                                                           |