

Wb、Elisa用抗Atp6ウサギモノクローナル抗体 - P00848

商品番号: CM0006710

前書き

WBおよびELISA用のATP6（ATP合成酵素サブユニットa）に対するウサギモノクローナル抗体です。ミトコンドリアATP合成酵素の重要なプロトンチャネルサブユニットであるヒトATP6を検出します。代謝およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6 ウサギmAb
備考/別名	ATP6
種	マウス
GeneID (ヒト)	4508
GeneID	17705
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00848
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋