

Anti-Atp6 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa対応） - P00848

商品番号: CM0030522

前書き

ATP6（ATP合成酵素F(0)複合体サブユニットa、別名MT-

ATP6）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、免疫組織化学（IHC-

P）、およびELISAアプリケーションに対応しています。ヒトおよびマウスのATP6を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6 Rabbit pAb
備考/別名	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4508
遺伝子ID (マウス)	17705
免疫原	マウスATP6 (NP_904333.1) のアミノ酸127-226に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00848
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋