


Wb、Elisa用抗Atp6Ap1ポリクローナル抗体 - Q15904

商品番号: CM0017529



前書き

ATP6AP1 (V-ATPaseサブユニットS1) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。プロトンポンプ機能、膜輸送、細胞内鉄恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6AP1ウサギpAb
備考/別名	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	537
GeneID	537
免疫原	ヒトATP6AP1 (NP_001174.2) のアミノ酸90～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15904
タンパク質分子量	52 kDa
配送	保冷バッグ