


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Atp6Ap1ウサギモノクローナル抗体 - Q15904

商品番号: CM0006821



前書き

ヒトATP6AP1（V-ATPaseサブユニットS1、約52 kDa）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応します。リソソーム酸性化および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6AP1ウサギmAb
備考／別名	I6A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	537
GeneID	537
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15904
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ