


ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Atp6Ap2 ウサギポリクローナル抗体 - O75787

商品番号: CM0026735



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-ATP6AP2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのATP6AP2タンパク質（レニン受容体、39 kDa）を認識します。レニン-アンジオテンシン系およびリソソーム生物学における体外診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ATP6AP2 ウサギ pAb
備考/別名	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10159
免疫原	ヒトATP6AP2 (NP_005756.2) のアミノ酸251-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75787
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ