


Anti-Atp6V0A1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q93050

商品番号: CM0015621



前書き

ATP6V0A1

ウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットを認識します。オルガネラの酸性化、mTORC1シグナル伝達、および神経発達の研究において、V-ATPaseサブユニットa1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V0A1 ウサギ pAb
備考/別名	a1; Stv1; VPPI; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	535
GeneID	535
免疫原	ヒトATP6V0A1 (NP_001123493.1) のアミノ酸60-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93050
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ