


抗Atp6V0Cウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P27449

商品番号: CM0004716



前書き

ヒトATP6V0C（V型プロトンATPase 16 kDaプロテオリピドサブユニットc）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。液胞の酸性化およびリソソーム機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V0C ウサギmAb
備考/別名	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATPase H+ transporting V0 subunit c
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	527
免疫原	合成ペプチド。ヒトATP6V0Cのアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。(NP_001685.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27449
タンパク質重量	15kDa
配送	アイスバッグ