


抗Atp6V0C ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P27449

商品番号: CM0023098



前書き

抗ATP6V0C

ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット(WB)、免疫蛍光/免疫細胞化学(IF/ICC)、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。液胞型ATPaseプロトンチャネル機能やリソソームの酸性化研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V0C Rabbit pAb
備考/別名	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	527
GeneID	527
免疫原	合成ペプチド：ヒトATP6V0C (NP_001185498.1) のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27449
タンパク質分子量	16kDa
配送方法	保冷剤