


Anti-Atp6V0D1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P61421

商品番号: CM0031029



前書き

ヒトATP6V0D1 (V-ATPaseサブユニットd1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。リソソームの酸性化とmTORC1シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V0D1 Rabbit pAb
備考/別名	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9114
GeneID	9114
免疫原	ヒトATP6V0D1 (NP_004682.2) のアミノ酸1-351に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61421
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋