


WbおよびElisa用抗Atp6V1Aポリクローナル抗体 - P38606

商品番号: CM0013720



前書き

ヒトATP6V1A（V-ATPase触媒サブユニットA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。V-ATPase、イオン輸送、オートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V1AウサギpAb
備考／別名	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	523
GeneID	523
免疫原	合成ペプチド：ヒトATP6V1A（NP_001681.2）のアミノ酸500～600に相当する配列を含む合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38606
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ