

Anti-Atp6V1B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P15313

商品番号: CM0030681

前書き

ヒトATP6V1B1（V-ATPaseサブユニットB1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。腎性アシドーシスおよび難聴の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V1B1 Rabbit pAb
備考/別名	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	525
遺伝子ID	525
免疫原	ヒトATP6V1B1 (NP_001683.2) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15313
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋