


## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Atp6V1B2 ウサギポリクローナル抗体 - P21281

商品番号: CM0026824



### 前書き

ATP6V1B2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのV-

ATPaseサブユニットB脳型アイソフォーム（57 kDaタンパク質）を認識し、プロトン輸送とリソソームの酸性化に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ATP6V1B2 ウサギ pAb                                                  |
| 備考/別名       | DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2    |
| 種           | ヒト                                                                |
| GeneID (ヒト) | 526                                                               |
| GeneID      | 526                                                               |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトATP6V1B2 (NP_001684.2)のアミノ酸262-511に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                         |
| 適用          | WB, ELISA                                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS       | P21281                                                            |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                                             |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                             |