


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Atp6V1E1 ポリクローナル抗体 - P36543

商品番号: CM0026234



前書き

ATP6V1E1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。V-

ATPase複合体とイオン輸送研究に不可欠です。-

P36543

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V1E1 ウサギ pAb
備考/別名	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	529
遺伝子ID	529
免疫原	ヒトATP6V1E1 (NP_001687.1) のアミノ酸77-226に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36543
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ