

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Atp6V1G2 ウサギポリクローナル抗体 - O95670

商品番号: CM0023654

前書き

CamelBioの抗ATP6V1G2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットサンプル中のV-ATPaseサブユニットG2（14 kDa）を検出し、液胞型プロトンポンプ研究に貢献します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATP6V1G2 ウサギ pAb
備考/別名	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	534
GeneID	534
免疫原	ヒトATP6V1G2 (NP_569730.1) のアミノ酸40-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95670
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ