

Anti-Atp6V1G3 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96Lb4

商品番号: CM0016997

前書き

CamelBioは、ATP6V1G3を標的とするV-ATPaseサブユニットG3に対するウサギポリクローナル抗体を提供しています。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。腎臓の酸性化およびイオン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP6V1G3 Rabbit pAb
備考/別名	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	127124
GeneID	127124
免疫原	組換えタンパク質；ヒトATP6V1G3 (NP_573569.1) のアミノ酸1-118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96LB4
タンパク質分子量	14kDa
配送	水袋