

WbおよびElisa用 抗Atp7Aウサギポリクローナル抗体 - Q04656

商品番号: CM0027360



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性抗ATP7Aウサギポリクローナル抗体。ヒトATP7Aを検出し、ラットとの交差反応性あり。銅恒常性、メンケス病、神経機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP7A ウサギ pAb
備考/別名	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	538
遺伝子ID	538
免疫原	ヒトATP7A (NP_000043.4) のアミノ酸1-79に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q04656
タンパク質分子量	11-172 kDa
輸送	氷袋