

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Atp7B ウサギポリクローナル抗体 - P35670

商品番号: CM0029077



前書き

ヒト銅輸送ATPase 2 (ATP7B)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ウィルソン病および銅恒常性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	ATP7B ウサギ pAb
備考/別名	WD; PWD; WCI; WND; ATP7B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	540
GeneID	540
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35670
タンパク質分子量	157 kDa
発送	保冷バッグ