

Anti-Atp8B3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60423

商品番号: CM0020605

前書き

ATP8B3（リン脂質輸送ATPアーゼフリッパーゼ、精子機能に重要）に対するウサギポリクローナル抗体。
ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。
タンパク質分子量147kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP8B3 Rabbit pAb
備考/別名	ATPIK; ATP8B3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	148229
免疫原	ヒトATP8B3 (NP_620168.1) のアミノ酸600-900に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60423
タンパク質分子量	147kDa
配送	アイスパック