


## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Atpb マウスモノクローナル抗体 - P06576

商品番号: CM0006787



### 前書き

ヒトATP5Bに対する高特異性マウスモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ATP合成酵素βサブユニットおよびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 製品名         | ATPB マウス mAb                           |
| 備考/別名       | ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271 |
| 種           | ヒト                                     |
| GeneID (ヒト) | 506                                    |
| GeneID      | 506                                    |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒトATPB由来の合成ペプチド               |
| 由来          | マウス                                    |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                              |
| 適用          | WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                             |
| SWISS       | P06576                                 |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                  |