


Anti-Atpb ウサギポリクローナル抗体 - P06576

商品番号: CM0030274



前書き

ミトコンドリアATPシンターゼサブユニットベータ（ATPB/ATP5B）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの反応性が確認されており、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ミトコンドリアエネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATPB Rabbit pAb
備考/エイリアス	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	506
GeneID	506
免疫原	ヒトATPB (NP_001677.2) のアミノ酸230-529に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06576
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋