

Anti-Atpif1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Uii2

商品番号: CM0005362



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来抗ATPIF1モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのATPIF1と反応します。ミトコンドリア機能、ATPase阻害、ヘム合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATPIF1 Rabbit mAb
備考 / 別名	IP; ATPi; ATPiP; ATPiF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	93974
遺伝子ID	93974
免疫原	ヒトATPIF1 (NP_057395.1) のアミノ酸26~106番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UII2
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤