


抗Atpif1ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）、Wb・Ip用 - Q9Uii2

商品番号: CM0030942



前書き

ヒトATPIF1に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト（KO）による特異性が検証済みです。WB、IP、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスと交差反応します。ミトコンドリアATPase阻害およびヘム合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ATP1F1 ウサギpAb
備考/別名	IP; ATP1; ATP1P; ATP1F1; F1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	93974
遺伝子ID	93974
免疫原	ヒトATPIF1（NP_057395.1）のアミノ酸26～106番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UII2
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋