


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Atrポリクローナル抗体 - Q13535

商品番号: CM0013514



前書き

DNA損傷チェックポイントシグナル伝達に関与するATRキナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのATR（約301 kDa）を検出します。がんおよびゲノム不安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATR Rabbit pAb
備考／別名	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	545
GeneID	545
免疫原	ヒトATR (NP_001175.2) のアミノ酸400～500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13535
タンパク質分子量	301 kDa
輸送	保冷バッグ