


## WbおよびElisa用 抗Atrウサギモノクローナル抗体 - Q13535

商品番号: CM0003527



### 前書き

### Western

BlotおよびELISAで検証済みのATRウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのATR（301 kDa）を認識します。DNA損傷応答、チェックポイントシグナル伝達、核膜の完全性に関する研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | ATRウサギmAb                                         |
| 備考/別名       | FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR               |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 545                                               |
| GeneID      | 545                                               |
| 免疫原         | ヒトATRの2100～2200アミノ酸残基の配列に対応する合成ペプチド (NP_001175.2) |
| ソース         | ウサギ                                               |
| カテゴリ        | モノクローナル抗体                                         |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                            |
| SWISS       | Q13535                                            |
| タンパク質重量     | 301kDa                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                            |