


Wb、Elisa用 Anti-Atrip モノクローナル抗体 - Q8Wxe1

商品番号: CM0003515



前書き

ヒト

ATRIP（ATR相互作用タンパク質）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。DNA損傷チェックポイントシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATRIP Rabbit mAb
備考/別名	ATRIP; ATR-interacting protein
種	ヒト
遺伝子ID	84126
免疫原	ヒト ATRIP (Q8WXE1) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXE1
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスパック