


## Wb、Elisa用 Anti-Atrip ポリクローナル抗体 - Q8Wxe1

商品番号: CM0027773



## 前書き

ヒトATRIP（ATR相互作用タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに対応し、マウスとの交差反応性を有します。DNA損傷チェックポイントシグナル伝達の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | ATRIP Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | ATRIP                                                |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 84126                                                |
| 免疫原         | ヒトATRIP (NP_569055.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                               |
| SWISS       | Q8WXE1                                               |
| タンパク質分子量    | 86kDa                                                |
| 配送          | アイスパック                                               |