


Anti-Atrip ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wxe1

商品番号: CM0028411



前書き

ヒトATRIP（ATR相互作用タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAの各アプリケーションに適しています。DNA損傷応答研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATRIP Rabbit pAb
略称/別名	ATRIP
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	84126
GeneID	84126
免疫原	ヒトATRIP (NP_569055.1) のアミノ酸1～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WXE1
タンパク質分子量	86kDa
輸送方法	氷包