

## WbおよびElisa用抗Atrnl1ポリクローナル抗体 - Q5Vv63

商品番号: CM0016987

### 前書き

WBおよびELISAに適した高品質な抗ATRNL1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。メラノコルチンシグナル伝達およびエネルギー恒常性の研究に最適です。分子量153kDa。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ATRNL1 ウサギ pAb                                             |
| 備考/別名       | ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1                        |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 26033                                                      |
| GeneID      | 26033                                                      |
| 免疫原         | ヒト ATRNL1 のアミノ酸53-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001263211.1) |
| 由来          | ウサギ                                                        |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                                  |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト, マウス                                                    |
| SWISS       | Q5VV63                                                     |
| タンパク質重量     | 153kDa                                                     |
| 配送          | アイスバッグ                                                     |