


If-P・Elisa用 抗Atrx ウサギポリクローナル抗体 - P46100

商品番号: CM0022444



前書き

ヒト ATRX を対象としたウサギポリクローナル抗体で、免疫蛍光法（IF-P）およびELISAに適しています。マウスと交差反応性を示し、クロマチンリモデリングやテロメア生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATR X Rabbit pAb
備考/別名	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	546
GeneID	546
免疫原	ヒト ATRX (NP_000480.3) のアミノ酸2273～2413番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P46100
タンパク質分子量	283kDa
輸送方法	氷袋