


抗Atrxウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P46100

商品番号: CM0022010



前書き

ヒトATRX（テロメア維持と転写調節に関与するクロマチンリモデラー）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスATRXと交差反応性あり。エピジェネティクスおよび腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATR-XウサギpAb
備考/別名	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	546
遺伝子ID	546
免疫原	ヒトATR-X (NP_000480.3) のアミノ酸2100-2200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46100
タンパク質分子量	283kDa
輸送	保冷バッグ