

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atxn10ポリクローナル抗体 - Q9Ubb4

商品番号: CM0028287

前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用のウサギポリクローナル抗ATXN10抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脊髄小脳失調、細胞質分裂、神経細胞生存の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ATXN10 ウサギ pAb
備考/別名	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25814
遺伝子ID	25814
免疫原	ヒトATXN10 (NP_037368.1) のアミノ酸346〜475番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBB4
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋