


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Atxn2ポリクローナル抗体 - Q99700

商品番号: CM0022978



前書き

ヒトATXN2（Ataxin-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経変性およびEGFR輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATXN2ウサギpAb
備考／別名	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6311
遺伝子ID	6311
免疫原	合成ペプチド ヒトATXN2（NP_002964.3）のアミノ酸1250～1331内の配列に対応する合成ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99700
タンパク質分子量	140 kDa
輸送	保冷バッグ