

WbおよびElisa用Anti-Auhモノクローナル抗体 - Q13825

商品番号: CM0007050



前書き

AUH Rabbit mAb (Q13825)は、WB、IF/ICC、IHC-P、およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアでのロイシン異化およびRNA結合機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AUH Rabbit mAb
備考/別名	AUH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	549
GeneID	549
免疫原	ヒトAUH (NP_001689.1) のアミノ酸68-339に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13825
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ