


Anti-Auh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13825

商品番号: CM0026835



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質な抗AUHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ロイシン分解およびミトコンドリア代謝に関与するメチルグルタコニル-CoAヒドラターゼを標的とします。代謝疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AUH Rabbit pAb
備考/別名	AUH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	549
GeneID	549
免疫原	ヒトAUH (NP_001689.1) のアミノ酸68-339に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13825
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋