


WbおよびElisa用抗Aurkaポリクローナル抗体 - O14965

商品番号: CM0018025



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、重要な有糸分裂キナーゼであるヒトオーロラキナーゼA（AURKA）を標的としています。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、組換え免疫原（1-130アミノ酸）を用いて約46 kDaのバンドを検出します。腫瘍学および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AURKA ウサギ pAb
備考/別名	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6790
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトAURKA (NP_940837.1) の1-130アミノ酸配列に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14965
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ