


抗Aurkaウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O14965

商品番号: CM0022433



前書き

ヒトAURKA（オーロラキナーゼA）を対象としたウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウスと交差反応します。細胞周期制御とがん研究に関わる重要な有糸分裂キナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AURKA Rabbit pAb
備考／別名	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6790
遺伝子ID	6790
免疫原	ヒトAURKA（NP_003591.2）のアミノ酸301～403番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14965
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤