

ウェスタンブロッティング、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗オーロラB モノクローナル抗体 - Q96Gd4

商品番号: CM0008056



前書き

ヒトオーロラBに対するマウスモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで使用可能です。マウスおよびラットと交差反応します。細胞分裂・有糸分裂研究に。

[詳細を学ぶ](#)

特性	値
製品名	オーロラB マウスmAb
備考 / 別名	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9212
遺伝子ID	9212
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTLR4 (NP_004208.2) のアミノ酸1-100番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GD4
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	保冷剤