

Wb、If/Icc、Elisa用抗オーロラBウサギモノクローナル抗体 - Q96Gd4

商品番号: CM0002741



前書き

ヒトAurora

B (Q96GD4) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期と有糸分裂研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Aurora B ウサギmAb
備考／別名	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9212
GeneID	9212
免疫原	合成ペプチド ヒトAurora B (NP_004208.2) のアミノ酸1-100領域内の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GD4
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	氷袋