

Wb、Elisa用 抗オーロラB ウサギポリクローナル抗体 - Q96Gd4

商品番号: CM0016246



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットに対する反応性を持ち、WBおよびELISAで検証済みのオーロラB (AURKB)

に対するウサギポリクローナル抗体を提供します。有糸分裂の調節と染色体パッセンジャー複合体の機能研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オーロラB ウサギ pAb
備考/別名	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9212
遺伝子ID	9212
免疫原	合成ペプチド: ヒトオーロラB (NP_004208.2) の1-100アミノ酸配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GD4
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ