

Wb、If/Icc、Elisa用抗Auts2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wxx7

商品番号: CM0020081

前書き

Western

blot、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのAUTS2（自閉症感受性遺伝子2タンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAUTS2を検出します。クロマチンリモデリングおよび神経発達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AUTS2ウサギpAb
備考／別名	MRD26、FBRSL2、AUTS2
種	ヒト
遺伝子ID	26053
免疫原	ヒトAUTS2（NP_001120703）のアミノ酸550～770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXX7
タンパク質分子量	139 kDa
配送	保冷バッグ