


Anti-Avil (Advillin) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75366

商品番号: CM0019203



前書き

ヒトAVIL（Advillin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン束形成、神経形態形成、繊毛形成、ラメリポディア形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
一般名	AVIL Rabbit pAb
備考/別名	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10677
GeneID	10677
免疫原	ヒトAVIL (NP_006567.3) のアミノ酸470-819に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O75366
タンパク質分子量	92kDa
配送条件	アイスパック