

Wb、Elisa用抗Avpポリクローナル抗体 - P01185

商品番号: CM0022927



前書き

WBおよびELISA用のヒトAVP（バソプレシン-ニューロフィジン2-コペプチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。神経内分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AVPウサギpAb
備考／別名	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NP11; AVP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	551
GeneID	551
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01185
タンパク質分子量	17kDa
輸送条件	保冷バッグ