

WbおよびElisa用Anti-Avpilポリクローナル抗体 - Q5T686

商品番号: CM0017924

前書き

AVPI1 (VIP32/VIT32)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。MAPキナーゼ、ENaC、および細胞周期の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AVPI1 Rabbit pAb
備考/別名	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60370
遺伝子ID	60370
免疫原	ヒトAVPI1 (NP_068378.2) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5T686
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋