

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Avpr1Aウサギポリクローナル抗体 - P37288

商品番号: CM0026715



前書き

ヒトAVPR1A（バソプレシンV1a受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。組換え免疫原（アミノ酸349-418）。社会行動研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AVPR1A ウサギ pAb
備考/別名	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
種	ヒト
遺伝子ID	552
免疫原	ヒトAVPR1A（NP_000697.1）のアミノ酸349-418に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37288
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ