

Wb、Elisa用Anti-Axin2ポリクローナル抗体 - Q9Y2T1

商品番号: CM0019468



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された、ヒヒ由来AXIN2 (Axin-2/Conductin) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AXIN2 Rabbit pAb
備考/別名	AXIL; ODCRCS; AXIN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8313
遺伝子ID	8313
免疫原	ヒトAXIN2 (NP_004646.3) のアミノ酸400-500以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Y2T1
タンパク質分子量	94kDa
配送	アイスバッグ