

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Axin2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2T1

商品番号: CM0020369



前書き

ヒトAXIN2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。Wntシグナル伝達経路の研究に最適です。SWISS: Q9Y2T1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AXIN2 ウサギpAb
別名／エイリアス	AXIL; ODCRCS; AXIN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8313
遺伝子ID	8313
免疫原	ヒトAXIN2 (NP_004646.3) の743～843アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2T1
タンパク質分子量	94kDa
配送	保冷バッグ