


Wb、Fc、Elisa用抗Axlモノクローナル抗体 - P30530 ヒトAxl（Uniprot P30530）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。Wb、Fc、Elisaで検証済み。がんの進行とウイルス侵入に関与する98Kdaのチロシンキナーゼ受容体を検出します。腫瘍学および免疫学の研究に適しています。

主要な製品仕様およびパラメータ パラメータ 値 製品名 Axl Rabbit Mab

備考/別名 Ark; Ufo; Jtk11; Tyro7; Axl 種 ヒト 遺伝子

商品番号: CM0004597



前書き

ヒトAxl（UniProt P30530）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。がんの進行とウイルス侵入に関与する98kDaのチロシンキナーゼ受容体を検出します。腫瘍学および免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Axl Rabbit mAb
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	558
遺伝子ID	558
免疫原	ヒトAxl (NP_068713.2) のアミノ酸33-449に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスパック