


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Axlウサギポリクローナル抗体 - P30530

商品番号: CM0021064



前書き

ヒトAXL (UFO)

チロシンキナーゼ受容体に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。がんおよびウイルス侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Axl Rabbit pAb
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
種	ヒト
GeneID (ヒト)	558
GeneID	558
免疫原	ヒトAXL (NP_068713.2) のアミノ酸33-449に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋