

Wb、Elisa用抗B-Rafポリクローナル抗体 - P15056

商品番号: CM0030894



前書き

ヒトB-

Rafを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のB-

Rafを検出します。MAPキナーゼシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	B-Raf Rabbit pAb
備考/別名	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	673
遺伝子ID	673
免疫原	組換えタンパク質：ヒトB-Raf (NP_004324.2) のアミノ酸153-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15056
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋